


# 2022

## OFFRES SPÉCIALES

SUR LES PRODUITS  
D'HYGIÈNE

*Les prix sont valables jusqu'au 31 décembre 2022 inclusivement.*



**BRASSELER**  
CANADA®

# POIGNÉES

Poignée  
N° 2



- Tige ronde de 1/4 po en acier inoxydable massif
- Également appelée « poignée standard »
- 26 g

Poignée  
N° 4



- Tige ronde de 5/16 po, creuse, en acier inoxydable à fini mat
- Idéale pour les petites mains; cette poignée creuse procure une sensibilité tactile optimale
- 16,8 g

Poignée  
N° 6



- Tige ronde de 3/8 po, creuse, en acier inoxydable à fini mat
- Cette poignée creuse procure une sensibilité tactile optimale
- 16,4 g

Poignée en acier inoxydable creuse et légère pour une sensibilité tactile accrue

Fini antidérapant de la poignée conçu pour assurer une meilleure prise lorsqu'on la tient dans une main gantée

Cou allongé de la poignée conçu pour favoriser une adaptation et un placement des doigts appropriés

Fini mat conçu pour atténuer les éblouissements causés par les systèmes améliorés d'éclairage

Conserve une apparence propre et aseptique en dépit des cycles répétés de stérilisation

Processus exclusif de trempe et de finition conçu pour créer un tranchant acéré et durable

# DIAGNOSTIC

- Sondes dentaires faites en fil d'acier inoxydable revenu à l'état ressort qui leur confère une durabilité maximale et rehausse la sensibilité tactile
- Les sondes à code couleur portent des marques claires, gravées par laser; elles ne s'écailleront pas et ne se décoloreront pas.

## ▶ POIGNÉES DE MIROIR

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus



MH6CS  
27,85 \$ ch.

- Poignée ergonomique légère à moletage croisé oblique et à emboîture conique N° 6
- Tige creuse en acier inoxydable



MH1CS  
18,30 \$ ch.

- Poignée standard à emboîture conique N° 2
- Tige en acier inoxydable massif

## ▶ MIROIRS

Rabais de 20 % à l'achat de 3 boîtes de 12 ou plus



FSCS4/1  
7,30 \$ ch.

FSCS4/12  
75,80 \$ / boîte

- Face avant, emboîture conique
- N° 4, diamètre de 7/8 po (22 mm)
- Vendus individuellement ou en boîte de 12



FSCS5/1  
7,30 \$ ch.

FSCS5/12  
75,80 \$ / boîte

- Face avant, emboîture conique
- N° 5, diamètre de 15/16 po (24 mm)
- Vendus individuellement ou en boîte de 12

## ▶ PRÉCELLES À COTON ET À PANSEMENT

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus



DP100  
39,00 \$ ch.

- Précelles à pansement non bloquantes
- 6 po / 150 mm



DP200  
54,05 \$ ch.

- Précelles à pansement bloquantes
- 6 po / 150 mm



DP1  
39,00 \$ ch.

- Précelles à pansement « Perry » non bloquantes
- 5 po / 125 mm

# DIAGNOSTIC

## ▶ SONDES EXPLORATRICES DOUBLES

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus



EX5  
nos. 2, 4, 6  
27,85 \$ ch.

Combinaison des sondes exploratrices 23 et 17  
• Instrument de choix pour détecter les caries et les dépôts de tartre



EXODU11/12  
nos. 2, 6  
33,70 \$ ch.

Sonde 11-12 de l'Université Old Dominion  
• Instrument de choix pour détecter les dépôts de tartre postérieurs  
• Un seul instrument est utilisé pour sonder l'ensemble des dents.

## ▶ EXPROS

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus



EX23/UNC12  
no. 6  
43,20 \$ ch.

Sonde exploratrice 23  
• L'extrémité de la sonde porte le marquage de couleur appelée « UNC12 »



EX23/CP12  
nos. 2, 4, 6  
43,20 \$ ch.

Sonde exploratrice 23  
• L'extrémité de la sonde porte le marquage de couleur appelée « Marquis »




EX23/POW  
nos. 2, 4, 6  
43,20 \$ ch.

Sonde exploratrice 23  
• L'extrémité de la sonde également appelée « Michigan "O" » porte les marques Williams (ronde, fine)


## ▶ SONDES DOUBLES

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus



CP12D  
no. 6  
43,20 \$ ch.

Sonde Marquis désaxée  
• Également appelée sonde « CP12 »



CP12/COW  
no. 6  
43,20 \$ ch.

Sonde Marquis/Williams  
• Code couleur



CP2N  
#2, #6  
43,20 \$ ch.


Sonde de bifurcation de Nabors

# DÉTARTREURS

- Les détartreurs en forme de faucille (ou grattoirs faucille) sont destinés quasi exclusivement aux procédures de débridement périodontique sus-gingivales.
- Ils sont faits en acier inoxydable chirurgical 440 A. Le processus rigoureux de durcissement et de trempage utilisé par Brasseler leur assure une résistance à la corrosion et un tranchant hors pair.

## ▶ DÉTARTREURS ANTÉRIEURS

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus



SH6/H7 Détartreur antérieur désaxé à pointe fine  
• Désaxage de 10°  
nos. 2, 4, 6  
51,95 \$ ch.

SH5/48 Détartreur/houe d'hygiéniste mince à pointe fine  
• Lame de houe de 2 mm de large  
nos. 4, 6  
51,95 \$ ch.

## ▶ DÉTARTREURS POSTÉRIEURS

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus



S204S Grattoir faucille moyen  
nos. 2, 4, 6  
51,95 \$ ch.


S204SD Grattoir faucille postérieur fin  
nos. 4, 6  
51,95 \$ ch.

## ▶ DÉTARTREURS SAVANNAH

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus



SV1 Savannah-1 – Antérieur  
• Une extrémité comporte un grattoir faucille antérieur raccourci pour le détartrage interproximal.  
• L'extrémité en forme de disque est conçue pour le détartrage et le détachage des surfaces linguales antérieures.  
nos. 4, 6  
51,95 \$ ch.



SH5/SV1 Savannah-1 – Modifié  
• Une extrémité comporte un grattoir faucille antérieur « H5 » pour le détartrage interproximal.  
• L'extrémité en forme de disque est conçue pour le détartrage et le détachage des surfaces linguales antérieures.  
no. 6  
51,95 \$ ch.



SV2 Savannah-2 – Postérieur  
• Grattoir faucille postérieur mince conçu pour assurer un meilleur accès interproximal  
• Le contre-angle permet aux cliniciens de travailler plus confortablement.  
nos. 4, 6  
51,95 \$ ch.



SV3 Savannah-3 – Postérieur  
• Léger contre-angle pour une meilleure adaptation et un meilleur accès postérieur  
• Idéal pour les calculs légers à moyens  
no. 6  
51,95 \$ ch.



SV4 Savannah-4 - Postérieur  
• Tige de plus grande taille; lame plus longue  
• Idéal pour la plaque plus adhérente  
no. 6  
51,95 \$ ch.

# CURETTES UNIVERSELLES

- Ces instruments de débridement périodontique comportent un dos arrondi, une pointe et deux bords tranchants.
- Ils peuvent être utilisés partout dans la bouche.
- Ils sont faits en acier inoxydable chirurgical 440 A. Le processus rigoureux de durcissement et de trempage utilisé par Brasseler leur assure une résistance à la corrosion et un tranchant hors pair.

## ► CURETTES

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus



SBH5/6

Curette universelle Barnhart  
• Pour le détartrage modéré

nos. 2, 4, 6

51,95 \$ ch.



SC13/14

Curette universelle Columbia avec  
lame et tige raccourcies

nos. 4, 6

51,95 \$ ch.



SC4R/4L

Curette postérieure universelle  
Columbia

nos. 4, 6

51,95 \$ ch.



SCR3/4

Curette postérieure universelle  
Ratcliff  
• University of California

no. 6

51,95 \$ ch.



SL1/2

Curette Langer pour dents  
postérieures du bas  
• Même courbure de la tige que  
l'instrument SG11/12

no. 6

51,95 \$ ch.



SL3/4

Curette Langer pour dents  
postérieures du haut  
• Même courbure de la tige que  
l'instrument SG13/14

no. 6

51,95 \$ ch.



SL5/6

Curette Langer pour dents  
antérieures du haut et du bas  
• Même courbure de la tige que  
l'instrument SG5/6

no. 6

51,95 \$ ch.

## ► SCURETTES

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus

- Rehaussez votre efficacité en ajoutant les scurettes à votre plateau d'instruments.
- Ces instruments novateurs combinent les curettes universelles et les détartrateurs dans un seul instrument.



S137M

Curette universelle longue  
miniature / Détartrateur antérieur  
• Également offert avec tige de  
longueur standard (SN137)

no. 6

51,95 \$ ch.



SN135

Détartrateur postérieur à dos arrondi  
et à pointe aiguë  
• Également offert avec une pointe  
arrondie (SN135R)

nos. 4, 6

51,95 \$ ch.

# CURETTES GRACEY

- Ces instruments de débridement périodontique comportent un dos arrondi, une pointe et deux bords tranchants.
- Chacun est propre à une zone.
- Plusieurs instruments sont requis pour traiter toute la bouche.
- Ils sont faits en acier inoxydable chirurgical 440 A. Le processus rigoureux de durcissement et de trempage utilisé par Brasseler lui assure une résistance à la corrosion et un tranchant hors pair.

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus



SG1/2 Contre-angle court pour les incisives et les canines  
nos. 2, 4, 6  
51,95 \$ ch.



SG3/4 Contre-angle court pour les incisives et les canines  
no. 6  
51,95 \$ ch.



SG5/6 Contre-angle moyen pour les dents antérieures et les prémolaires  
no. 6  
51,95 \$ ch.



SG7/8 Contre-angle moyen pour les surfaces buccales et linguales des prémolaires et des molaires  
nos. 4, 6  
51,95 \$ ch.



SG9/10 Contra-angle long pour les surfaces buccales et linguales des molaires et les surfaces peu accessibles des racines  
no. 6  
51,95 \$ ch.



SG11/12 Pour les surfaces mésiales des prémolaires et des molaires  
nos. 4, 6  
51,95 \$ ch.



SG13/14 Pour les surfaces distales des prémolaires et des molaires  
nos. 4, 6  
51,95 \$ ch.



SG15/16 Pour un meilleur accès aux surfaces mésiales des dents postérieures  
no. 6  
51,95 \$ ch.  
• Même courbure de la tige que l'instrument SG13/14



SG17/18 Pour un meilleur accès aux surfaces distales des molaires  
nos. 4, 6  
51,95 \$ ch.  
• Lame raccourcie et tige terminale allongée

Toutes les curettes Gracey de Brasseler sont offertes dans divers modèles spéciaux (p. ex. : rigide, long, mini long et le nouveau modèle LTS<sup>MC</sup>).



- Tige terminale allongée pour un meilleur accès aux alvéoles profondes
- Lames 20 % plus minces que les curettes Gracey modèle « mini long » pour réduire la distension tissulaire et faciliter l'insertion sous-gingivale
- Lames 50 % moins longues que les curettes Gracey modèle standard
- Tiges rigides pour réduire la fatigue manuelle
- Bords ultra tranchants affûtés selon un procédé spécial

# IMPLANTPRO<sup>MD</sup> INSTRUMENTS EN TITANE

## ▶ IMPLANTPRO<sup>MD</sup> SONDES EN TITANE

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus

- Le revêtement en nitrure de zircon brillant rehausse la visibilité et le contraste des marques millimétriques noires
- Solution de rechange sécuritaire et efficace aux sondes en plastique
- Durables
- Peuvent être utilisées sur les implants et les dents naturelles
- Manches légers et ergonomiques en PEEK (polyétheréthercétone)



TICPOW Sonde Michigan « O » avec marquage Williams  
59,65 \$ ch.



TICPUNC15 Sonde UNC15  
59,65 \$ ch.



TICP12 Sonde Marquis  
59,65 \$ ch.

## ▶ IMPLANTPRO<sup>MD</sup> DÉTARTREUR EN TITANE

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus

- Une solution de rechange sûre et efficace aux instruments en plastique pour l'entretien des implants
- Finition novatrice des lames leur conférant des bords polis et durables pour plus de sécurité
- Tiges terminales allongées munies de lames plus minces et plus courtes
- L'affûtage manuel n'est pas recommandé
- Titane 6Al-4V
- Sans traitement thermique
- Dureté Rockwell C faible : 25-31 HRC
- Manches légers et ergonomiques en PEEK (polyétheréthercétone)



Ti204S Titane 204S  
80,85 \$ ch. • Avec des lames plus minces et moins courbées qu'un instrument 204S conventionnel

# IMPLANTPRO<sup>MD</sup> INSTRUMENTS EN TITANE

## ▶ IMPLANTPRO<sup>MD</sup> CURETTES EN TITANE

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus

- Une solution de rechange sûre et efficace aux instruments en plastique pour l'entretien des implants
- Finition novatrice des lames leur conférant des bords polis et durables pour plus de sécurité
- Tiges terminales allongées munies de lames plus minces et plus courtes
- L'affûtage manuel n'est pas recommandé
- Titane 6Al-4V
- Sans traitement thermique
- Dureté Rockwell C faible : 25-31 HRC
- Manches légers et ergonomiques en PEEK (polyétheréthercétone)



Ti4R/4L      Titane 4R/4L  
80,85 \$ ch.



TiC1/2      Titane 1/2  
80,85 \$ ch.



TiC11/12      Titane 11/12  
80,85 \$ ch.



TiC13/14      Titane 13/14  
80,85 \$ ch.

# INSTRUMENTS D'HYGIÈNE ÉVOLUÉS

## ▶ LIMES DE FINITION À BOUT DIAMANTÉ

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus

- Revêtement diamanté sur 360° à grain « micro fin » pour une polyvalence maximale et une instrumentation moins agressive



DTF1/2  
no. 6  
101,80 \$ ch.


Recommandé pour les furcations buccales et linguales, ainsi que les creux radiculaires

- Sa longue tige procure un meilleur accès aux alvéoles périodontiques profondes à bifurcations et trifurcations.



DTF3/4  
no. 6  
101,80 \$ ch.

Recommandé pour les surfaces radiculaires mésiales, les creux distaux et les angles d'arête



DTF3/4M  
no. 6  
101,80 \$ ch.

Recommandé pour les surfaces radiculaires mésiales, les creux distaux et les angles d'arête

- L'extrémité « F3 » modifiée s'ajuste parfaitement à l'anatomie.
- Les tiges raccourcies assurent une meilleure maîtrise de l'instrument.

## ▶ LIMES PARODONTALES

Rabais de 20 % à l'achat de six ou plus


- Ces limes servent à écraser et à fragmenter les dépôts de tartre afin de faciliter leur enlèvement au moyen de curettes et de détartrés



PFH3/7  
no. 6  
68,00 \$ ch.

Lime Hirschfeld

- Régions vestibulaires et linguales
- Lame large de 1,4mm



PFH5/11  
no. 6  
68,00 \$ ch.

Lime Hirschfeld

- Régions mésiales et distales
- Lame large de 1,4mm



PF010/11  
no. 6  
68,00 \$ ch.

Lime Orban

- Régions vestibulaires et linguales
- Lame large de 2mm



PF012/13  
no. 6  
68,00 \$ ch.

Lime Orban


- Régions mésiales et distales
- Lame large de 2mm

# CASSETTES PROCÉDURALES

## Rabais de 10 %

- Les cassettes procédurales contribuent à la protection, au contrôle et à l'organisation de vos stocks d'instruments par l'entremise d'une démarche systématique qui aide votre personnel à prodiguer des soins aux patients avec un maximum d'efficacité.

### CASSETTE POUR 5 INSTRUMENTS




Dimensions idéales pour les ensembles d'examen et d'hygiène de routine

- Couvercle à charnière simple
- Attache de couvercle comprise
- Compartiment pour accessoires
- Onglets de codification par couleur
- Dimensions : 8 po x 3 5/8 po x 1 1/4 po

HINSTC05R

130,00 \$ ch.

### CASSETTE SLIMLINE POUR 7 INSTRUMENTS




Profil réduit idéal pour petits stérilisateurs

- Couvercle à charnière simple
- Aucun support pour instruments à l'intérieur
- Peut contenir sept instruments ou plus, selon leurs dimensions
- Dimensions : 8 po x 2 1/2 po x 11/16 po

HINSTC07S

105,00 \$ ch.

### CASSETTE POUR 7 INSTRUMENTS




Dimensions du support idéales pour la majorité des ensembles procéduraux

- Couvercle à double charnière
- Attache de couvercle comprise
- Support intérieur pour instruments
- Compartiment pour accessoires
- Onglets de codification par couleur
- Dimensions : 8 po x 4 3/4 po x 1 1/4 po

HINSTC07

141,00 \$ ch.

### CASSETTE POUR 9 INSTRUMENTS



Conçue pour les ensembles procéduraux plus importants (p. ex. : détartrage et surfaçage radiculaire, composites)

- Couvercle à double charnière
- Reboucheur de seringue
- Attache de couvercle comprise
- Support intérieur pour instruments
- Compartiment pour accessoires
- Onglets de codification par couleur
- Dimensions : 8 po x 6 po x 1 1/4 po

HINSTC09

141,00 \$ ch.

# EMBOUTS DE DÉTARTRAGE ULTRASONIQUE HYGIENEPRO<sup>MC</sup>

24 embouts de détartrage ergonomiques qui procureront un surcroît de confort et d'efficacité à vous et vos patients!

## Vaste gamme de types de pointes

offerts en modèles 25 kHz et 30 kHz pour répondre aux besoins de chaque utilisateur

## Compatibilité avec les appareils concurrents

compatibles avec tous les appareils à magnétostriction pour plus de polyvalence et de commodité

## Joint stratifié à brasure tendre breveté

pour une durabilité remarquable, un jet d'eau uniforme et des vibrations uniformes

## Poignées ergonomiques

surfaces texturées antidérapantes pour assurer un surcroît de confort au clinicien et réduire la fatigue de la main



N° 10

### UNIVERSELLE

Options : système d'irrigation à rainure et à jet direct



N° 100

### MINCE

Options : système d'irrigation à rainure et à jet direct



N° 1000

### À TRIPLE COUDE

Uniquement offert avec le système d'irrigation à rainure



N° 3

### À QUEUE DE CASTOR

Uniquement offert avec le système d'irrigation à rainure

## PRISE FERME

Système d'irrigation à rainure 163,00 \$ ch.

Système d'irrigation à jet direct 183,00 \$ ch.

## PRISE SOUPLE

Système d'irrigation à rainure 199,00 \$ ch.

Système d'irrigation à jet direct 199,00 \$ ch.

# RABAIS DE 35 % À L'ACHAT DE SIX OU PLUS!

## L'heure est-elle arrivée de remplacer vos embouts de détartrage ultrasoniques?

Saviez-vous que la partie la plus active d'un embout se résume aux derniers 1 ou 2 mm?

Lorsque l'embout perd 1 mm à l'usure, son rendement diminue de 25 %.

Lorsque l'embout perd 2 mm à l'usure, son rendement diminue de 50 %.

# EMBOUTS DE DÉTARTRAGE ULTRASONIQUE HYGIENEPRO<sup>MC</sup>

## PRISE FERME



Brasseler USA N°. item	Brasseler USA N°. commande	Hu-Friedy*	DENTSPLY® (Cavitron®)	Type de pointe	Système d'irrigation
HG10U25S	5023962U0	UI1025K	TFI-10 25K	N° 10 universelle	Système d'irrigation à rainure
HG10U30S	5023961U0	UI1030K	TFI-10 30K		
HG10U25DF	5023960U0	UI25SF10	FSI-10 25K		Système d'irrigation à jet direct
HG10U30DF	5023959U0	UI30SF10	FSI-10 30K		
HG100S25S	5023958U0	UI25K100S	TFI-100 25K	N° 100 mince	Système d'irrigation à rainure
HG100S30S	5023957U0	UI30K100S	TFI-100 30K		
HG100S25DF	5023956U0	UI25SF100	FSI-100 25K		Système d'irrigation à jet direct
HG100S30DF	5023955U0	UI30SF100	FSI-100 30K		
HG1000TB25S	5023954U0	UI100025K	TFI-1000 25K	N° 1000 à triple coude	Système d'irrigation à rainure
HG1000TB30S	5023953U0	UI100030K	TFI-1000 30K		
HG3BT25S	5023963U0	UI325K	TFI-3 25K	No 3 à queue de castor	Système d'irrigation à rainure
HG3BT30S	5023964U0	UI330K	TFI-3 30K		

## PRISE SOUPLE



Brasseler USA N°. item	Brasseler USA N°. commande	Hu-Friedy*	DENTSPLY® (Cavitron®)	Type de pointe	Système d'irrigation
SG10U25S	5023952U0	UI25SS10	TFI-10 25K	N° 10 universelle	Système d'irrigation à rainure
SG10U30S	5023951U0	UI30SS10	TFI-10 30K		
SG10U25DF	5023967U0	UI25SD10	FSI-10 25K		Système d'irrigation à jet direct
SG10U30DF	5023968U0	UI30SD10	FSI-10 30K		
SG100S25S	5023950U0	UI25SS100	TFI-100 30K	N° 100 mince	Système d'irrigation à rainure
SG100S30S	5023949U0	UI30SS100	TFI-100 30K		
SG100S25DF	5023948U0	UI25SD100	FSI-100 25K		Système d'irrigation à jet direct
SG100S30DF	5023947U0	UI30SD100	FSI-100 30K		
SG1000TB25S	5023965U0	UI25SS1000	TFI-1000 25K	N° 1000 à triple coude	Système d'irrigation à rainure
SG1000TB30S	5023966U0	UI30SS1000	TFI-1000 30K		
SG3BT25S	5023969U0	N/A	TFI-3 25K	No 3 à queue de castor	Système d'irrigation à rainure
SG3BT30S	5023970U0	N/A	TFI-3 30K		

## JOINTS TORIQUES DE REMPLACEMENT (12 / pqt)

Prix de détail : 20,00 \$



Brasseler USA N°. item	Brasseler USA N°. commande	Hu-Friedy*	DENTSPLY® (Cavitron®)
BL12	5024169U0	UBLKORING	62351

Hu-Friedy est une marque déposée de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.  
DENTSPLY et Cavitron sont des marques déposées de DENTSPLY International, Inc.

## HYGIENEPRO<sup>MC</sup> PNEUMATIQUE

La pièce à main HygienePro Air de Brasseler USA est un triomphe de la conception ergonomique axée sur les besoins des hygiénistes dentaires fort occupés d'aujourd'hui. Compact et léger, le moteur HygienePro Air est entièrement stérilisable à l'autoclave et conforme aux normes de stérilisation. Grâce à sa puissance, à ses performances et à sa construction pratique en deux parties, conçue pour faciliter le nettoyage, la pièce à main HygienePro Air répond à vos besoins en matière d'hygiène.

Prix de détail : 809,00 \$

**Prix spécial : 649,00 \$**



Orientable  
sur 360°

**5021318U0**

Vitesse maximale : 2,600 r/min

Poids : 70 g

Longueur : 10 cm

Raccordement direct aux tuyaux à quatre orifices

Garantie d'un an

## HYGIENEPRO<sup>MC</sup> PROPHYLAXIE

### ▶ ANGLE À PROPHYLAXIE

Rabais de 25 % à l'achat de quatre ou plus

TOUT DROIT



- Boîte de 100 unités
- Sans latex

100 unités

Ferme      Souple

DPAF      DPAS

102,00 \$ / boîte

CONTRE-ANGLE À 15°



- Contre-angle conçu pour améliorer le confort des cliniciens lors des procédures de polissage
- Conçu pour maintenir le poignet du clinicien dans une position neutre et ainsi réduire les mouvements de flexion et d'extension
- Boîte de 100 unités
- Sans latex

100 unités

Ferme      Souple

DPCAF      DPCAS

102,00 \$ / boîte

### ▶ BROSSE À PROPHYLAXIE

Rabais de 25 % à l'achat de quatre ou plus



- Boîte de 100 unités
- Sans latex

DPAB

125,00 \$ / boîte

## ▶ CUPULES À PROPHYLAXIE JETABLES

Rabais de 25 % à l'achat de quatre ou plus

### CUPULE VISSÉE



Ferme	Souple
DPSCCF	DPSCCS
64,00 \$ / boîte	

- Boîte de 144 unités
- Sans latex

### CUPULE À PRESSION



Ferme	Souple
DPSNCF	DPSNCS
64,00 \$ / boîte	

- Boîte de 144 unités
- Sans latex

### CUPULE DU TYPE VERROU



Ferme	Souple
DPLACF	DPLACS
74,00 \$ / boîte	

- Boîte de 144 unités
- Sans latex

## ▶ PÂTE À PROPHYLAXIE GLISTEN<sup>MC</sup>

Prix de détail : 64,00 \$ / boîte

Rabais de 25 % à l'achat de quatre ou plus

- Contient du fluorure
- Sans gluten
- La boîte contient 200 coupelles d'une dose et 1 bague à prophylaxie autoclavable

**Avec Glisten<sup>MC</sup> Zero:**

- Sans saveur
- Sans fluorure
- Sans huile
- Sans gluten
- Sans ingrédients laitiers
- Sans colorant

	Fin	Moyen	Gros	Très gros	Moyen-fin
Menthe	PRP-MF	PRP-MM	PRP-MC	PRP-MXC	N/D
Cerise	N/D	PRP-CM	PRP-CC	N/D	N/D
Racinette	N/D	PRP-RBM	PRP-RBC	N/D	N/D
Gomme balloune	N/D	PRP-BM	PRP-BC	N/D	N/D
Glisten Zero	N/D	PRP-NO		N/D	N/D



# PROPHY-MATE<sup>MC</sup> NEO

L'aéropolisseur Prophy-Mate NEO procure un moyen plus ergonomique et plus efficace d'enlever les résidus de plaque et de biofilm, ainsi que les taches superficielles pendant les rendez-vous d'hygiène dentaire. Parfaitement équilibré grâce à son réservoir de poudre léger, le Prophy NEO est facile à manier et se branche sur les systèmes traditionnels de tubulures dentaires. La barbotine de poudre abrasive et d'eau projetée par l'instrument permet d'éliminer les taches superficielles et les résidus de tartre ou de biofilm facilement et confortablement.



Orientable  
sur 360°

## 5020421U0

Léger

Pivote sur 360°

Fonctionne avec diverses poudres d'aéropolissage

Offert avec les systèmes de raccord Brasseler/NSK, KaVo MultiFlex et arrière fixe

Prix de détail : 1 507,82 \$

**Prix spécial : 1 357,38 \$**

## POUDRE D'AÉROPOLISSAGE

### ► POUDRE FLASH PEARL

Rabais de 10 % à l'achat de deux ou plus

- Carbonate de calcium, sans goût de sel
- Sans danger pour les patients qui font de l'hypertension, ou qui sont sensibles au bicarbonate de soude
- Granules sphériques plus doux pour les surfaces dentaires que le bicarbonate de soude traditionnel, à arrêtes tranchantes
- Offert en boîte de 100 sachets ou quatre bouteilles

#### BOÎTE

- Boîte de 100 sachets de 15 g
- Carbonate de calcium

5022040U0

261,00 \$



#### BOUTEILLES

- Quatre bouteilles de 300 g
- Carbonate de calcium

5022041U0

207,03 \$



# PIÈCE À MAIN PIÉZO ULTRASONIQUE FORZA<sup>MC</sup> V3

Élégante et intuitive. Ces deux mots décrivent à la perfection la nouvelle pièce à main Forza V3 piézo ultrasonique de Brasseler. La pièce à main Forza V3 ne pèse que 33 grammes. Sa conception ergonomique et sa forme mince assurent une excellente accessibilité tout en réduisant au minimum la fatigue manuelle. Son système d'éclairage double à DEL et à optique de fibres assure une vision plus claire et une visibilité maximale. Mieux encore, le mode de « piézo accélération » vous procure automatiquement un surcroît de puissance aux moments les plus opportuns. Une interface conviviale complète l'appareil compact et peu encombrant, qui peut être installé facilement dans n'importe quel cabinet dentaire. Grâce à la vaste gamme d'embouts piézo ultrasoniques disponibles, la pièce à main Forza V3 convient parfaitement à plusieurs procédures cliniques, y compris le détartrage général, la parodontie et l'endodontie.

- Système optique à double DEL
- Pièce à main effilée et équilibrée
- Module de commande compact
- Panneau de commande convivial
- Applications générales, parodontie et endodontie
- Réglage facile de l'alimentation et de l'irrigation



Piézo  
accélération

## 5023152UO

Ensemble Forza V3  
complet à DEL\*

Prix de détail : 1 899,00 \$

**Prix spécial : 1 519,20 \$**



\* L'ensemble comprend : le module de contrôle avec le cordon de la pièce à main, la pièce à main, le support de module de contrôle, le support de pièce à main, l'ensemble de filtres d'eau, le raccord d'alimentation en eau, la pédale de commande, la clé pour embout à limiteur de couple, l'adaptateur CA et trois embouts de détartrage (G1, G9 et G11, d'une valeur de 375 \$).

# APPAREIL PIÉZOÉLECTRIQUE À ULTRASONS VARIOS<sup>MC</sup> 970

L'appareil piézoélectrique portable Varios 970 peut être utilisé pour réaliser diverses procédures cliniques, y compris le détartrage parodontal et le détartrage général. Le Varios 970 incorpore les progrès les plus récents de la technologie piézoélectrique pour assurer une puissance de sortie stable en se réglant automatiquement à la fréquence optimale lorsque l'embout détecte un dépôt de tartre. L'appareil comprend deux bouteilles servant à stocker l'eau et/ou les médicaments antimicrobiens, tandis que la minceur et la conception ergonomique de la pièce à main assurent un excellent accès tout en réduisant la fatigue de la main.

- Système optique à double DEL
- Grand afficheur à DEL
- Bouteilles de 400 mL (2)
- Fonction de rétroaction
- Modes de réglage automatique de la fréquence et d'auto-nettoyage
- Fonction de mémoire
- Pédale de commande sur 360°
- Compatible avec la pièce à main Forza V3 à DEL

## 5026446U0

Ensemble Varios 970 complet\*

Prix de détail : 3 658,05 \$

**Prix spécial : 3 292,25 \$**



\* L'ensemble comprend : le module de contrôle, la pièce à main avec son fil, trois embouts de détartrage (G4, G6, G8), la pédale de commande (FC-70), deux bouteilles d'irrigation, 3 clés avec limiteur de coupe, l'adaptateur AC et un boîtier de stérilisation

# POINTES PIÉZO ULTRASONIQUE FORZA<sup>MC</sup> V3

ACHETEZ PLUS, ÉCONOMISEZ PLUS!

Achetez-en 3, obtenez-en un · Achetez-en 5, obtenez-en 2 · Achetez-en 6, obtenez-en 4

## ▶ DÉTARTREUR

G1  135,00 \$ ch.

G4  135,00 \$ ch.

G5  135,00 \$ ch.

G6  135,00 \$ ch.

G8  135,00 \$ ch.

G9  135,00 \$ ch.

G11  135,00 \$ ch.

## ▶ PARO

P1  185,00 \$ ch.

P1D  185,00 \$ ch.

P10  185,00 \$ ch.

P20  185,00 \$ ch.

P25R  185,00 \$ ch.

P25L  185,00 \$ ch.

P26R  185,00 \$ ch.

P26L  185,00 \$ ch.

## ▶ L'ENTRETIEN DES IMPLANTS

VP10  113,00 \$  
Paquet de 3

V10  143,00 \$ ch.

## ▶ CLÉ POUR EMBOUT À LIMITEUR DE COUPLE

CR-10  91,35 \$ ch.

### Conseils d'utilisation


- Le mouvement alternatif linéaire de la technologie piézo est semblable à celui des instruments manuels
- Maintenez les surfaces latérales de l'embout adaptées au dépôt pour assurer une efficacité optimale
- Adaptez les derniers un ou deux millimètres de l'embout, et utilisez de légers mouvements alternatifs qui se chevauchent
- L'angulation de l'embout doit être inférieure à 15° et parallèle à l'axe longitudinal de la dent
- Le choix de l'embout doit être basé sur l'état de santé parodontale du patient



FRAISES DIAMANTÉES



FRAISES AU CARBURE



POLISSOIRS



SYSTÈMES DE PROCÉDURE



BIOCÉRAMIQUES



Depuis 1976, nous nous consacrons exclusivement à la mise au point de produits et à la présentation de services qui soutiennent les procédures fondamentales des cabinets dentaires. Aujourd'hui, Brasseler est le chef de file des instruments dentaires en Amérique du Nord et offre la gamme d'instruments de dentisterie et de chirurgie la plus exhaustive qui soit, vendue sous une seule marque.



PIÈCES À MAIN



MATÉRIEL D'ENDODONTIE



PETITS ÉQUIPEMENTS



INSTRUMENTS D'HYGIÈNE



INSTRUMENTS À MAIN



FOURNITURES CHIRURGICALES



FOURNITURES DE LABORATOIRE



Consultez notre site web [Shop.Brasseler.ca](http://Shop.Brasseler.ca)

Téléphone : 800.363.3838 · Télécopieur : 866.330.4454

