





BRASSELER
CANADA® VOTRE ALLIÉ

**PIÈCES À MAIN ET
PETITS APPAREILS**

NL9000^{MC}

Performances légendaires...





Corps léger
en titane

Raccord
pivotant sur
360°

La NL9000 de Brasseler a été conçue pour une seule chose: les performances.

Fabriquée en titane, un matériau léger et très résistant, la puissante NL9000 établit la norme pour ce qui est des pièces à main pneumatiques haute vitesse. Équipée de coussinets en céramique, d'un raccord pivotant à désaccouplement rapide et d'un système à fibre optique, la NL9000 est offerte en versions à tête miniature, à tête standard et à tête à couple élevé.

NL9000^{MC}



NL9000M

Dimensions de la tête miniature

No de commande : 5021261U0

Pour raccord Brasserer

Couple de puissance : 17 watts

Vitesse maximale : 450 000 tr/min

NL9000S

Dimensions de la tête standard

No de commande : 5021262U0

Pour raccord Brasserer

Couple de puissance : 21 watts

Vitesse maximale : 440 000 tr/min

NL9000T


Dimensions de la tête à couple élevé

No de commande : 5021263U0

Pour raccord Brasserer

Couple de puissance : 22 watts

Vitesse maximale : 360 000 tr/min



NL9000KM

Dimensions de la tête miniature

No de commande : 5021264U0

Pour raccord KaVo^{MD} MULTiflex^{MD}

Couple de puissance : 16 watts

Vitesse maximale : 450 000 tr/min

NL9000KS

Dimensions de la tête standard

No de commande : 5021265U0

Pour raccord KaVo^{MD} MULTiflex^{MD}

Couple de puissance : 18 watts

Vitesse maximale : 440 000 tr/min

NL9000KT




Dimensions de la tête à couple élevé

No de commande : 5021266U0

Pour raccord KaVo^{MD} MULTiflex^{MD}

Couple de puissance : 19 watts

Vitesse maximale : 360 000 tr/min



Coupleurs à DEL *Excellence illuminée...*

CLARTÉ SUPÉRIEURE : Les DEL émettent un rayonnement lumineux dont la qualité se rapproche de celle de lumière naturelle du jour, ce qui permet à l'opérateur de voir plus clairement qu'avec une ampoule halogène.

DURABILITÉ : Les sources lumineuses à DEL vous procurent des économies, car elles fonctionnent plus longtemps et elles sont plus durables que les ampoules halogènes.

SÉCURITÉ ACCRUE : Les lampes à DEL sont plus sécuritaires, car elles dégagent moins de chaleur que les ampoules halogènes.

NL10LED

No de commande : 5021283U0

Pour raccords de pièce à main Brasseler
Fibre optique DEL
Raccord à 6 broches



NKLED

No de commande : 5021284U0

Pour raccords KaVo^{MD} MULTIflex^{MD}
Fibre optique DEL avec ajustement de l'irrigation
Raccord à 6 broches



NL10Ti

No de commande : 5021281U0

Pour raccords de pièce à main Brasseler
Fibre optique
Raccord à 6 broches



NL11Ti

No de commande : 5021282U0

Pour raccords de pièce à main Brasseler
Fibre optique
Raccord à 5 trous



N10Ti

No de commande : 5021278U0


Pour raccords de pièce à main Brasseler
Non optique
Raccord à 4 trous




BRIO440^{MC}

Performances et rapport qualité-prix...


La pièce à main Brio440 de Brasseler offre une alternative puissante et économique parmi les pièces à main de haute vitesse. Disposant de roulements à billes en céramique, d'un mandrin à bouton-poussoir, d'un jet d'eau à 4 orifices et d'une connexion rapide pivotante. La Brio440 offre une performance et une valeur unique au sein des pièces à main à haute vitesse.






Brio440L avec fibre optique
No de commande : 5026058U0

Couple de puissance : 20 watts
 Poids : 50g
 Hauteur de la tête : 12.3mm
 Diamètre de la tête : 10.5mm
 Vitesse maximale : 395 000 tr/min
 Corps : acier inoxydable



Brio440 sans fibre optique
No de commande : 5026059U0

Couple de puissance : 20 watts
 Poids : 47g
 Hauteur de la tête : 12.3mm
 Diamètre de la tête : 10.5mm
 Vitesse maximale : 395 000 tr/min
 Corps : acier inoxydable



N5000 - Dimensions de la tête standard
No de commande : 5021274U0

Raccord à 4 trous
 Non optique
 Couple de puissance : 16,5 watts
 Vitesse maximale : 450 000 tr/min
 Garantie d'un an

NL4500^{MC}

La norme en matière d'accès sécuritaire...


La conception de la pièce à main NL4500 de Brasseler procure un maximum de visibilité et d'accès aux dents postérieures. Elle est idéale pour le traitement des molaires incluses. De surcroît, un jet d'eau – et non un brouillard – est projeté droit sur la pointe de la fraise, une caractéristique également importante de ce système. La pièce à main NL4500 est un instrument léger à roulements à billes en céramique et à tête à bouton-poussoir qui vous offre un couple puissant.

Roulements
à billes en
céramique

Tête à 45 degrés de
conception novatrice

Système à 3
jets d'eau

Corps léger
en titane





NL4500 - Dimensions de la tête standard

No de commande : 5025051U0


Pour raccord Brasseler

Fibre optique

Couple de puissance : 21 watts

Vitesse maximale : 450 000 tr/min

Garantie de deux ans



N45S - Dimensions de la tête standard

No de commande : 5021272U0

Pour raccord Brasseler

Non optique

Couple de puissance : 15 watts




Vitesse maximale : 450 000 tr/min

Garantie d'un an

BRASSELER® MINI^{MC}

Quant « ouvrir grand » ne suffit pas...

À la fois compacte et très performante, la pièce à main haute vitesse Brasseler MINI est dotée d'une tête ultra miniaturisée qui vous procure un maximum d'accès et de visibilité. Cette pièce à main légère est équipée de roulements à bille en céramique, d'un raccord pivotant à désaccouplement rapide et d'une turbine facile à remplacer. Fruit d'une révolution dans la conception des pièces à main, la Brasseler MINI est indispensable pour les cas où vous disposez d'un accès limité.





Brasseler MINI

No de commande : 5021970U0

Pour raccord Brasseler

Éclairage à fibre optique

MINI fraises Brasseler recommandées pour cet outil

Garantie d'un an



Brasseler MINI KV

No de commande : 5022751U0

Pour raccord KaVo^{MD} MULTIflex^{MD}

Éclairage à fibre optique

MINI fraises Brasseler recommandées pour cet outil

Garantie d'un an

MINI fraises Brasseler recommandées pour cet outil



31 - FG Standard



33 - FG Tige courte



32 - FG MINI

FORZA^{MC}

Systèmes cliniques électriques



FORZA^{MC} ELM

Il changera votre perception des pièces à main électriques...

Le micromoteur Forza ELM peut être considéré comme l'un des appareils cliniques les plus évolués qui soient. Sa conception est remarquable dans tous les détails, depuis son moteur ultra léger en titane jusqu'à son système d'éclairage à fibre optique DEL. Doté d'un des moteurs les plus légers de sa catégorie, mais capable de fournir un puissant couple de 3.4 Ncm, ce micromoteur peut être intégré à n'importe quel système de soins dentaires. Le Forza ELM changera votre perception des pièces à main électriques.

Forza ELM Micromoteur électrique

No de commande : 5021312U0

Le système comprend le moteur, le cordon,
le module de commande et
le bloc d'alimentation AC

Deux (2) réglages de mémoire

Plage de vitesses du moteur : 2 000 à 40 000 tr/min

Les différents attachements procurent : 100 à
200 000 tr/min m

Couple de 3.4 Ncm

Poids du moteur : 59 g

Fibre optique à DEL

Garantie de trois ans



FORZA^{MC}

Systèmes cliniques électriques



FORZA^{MC} ELS

Musclé, mais intelligent...

Le micromoteur Forza ELS établit la norme à battre pour ce qui est des appareils cliniques, grâce à son puissant couple de 3.0 Ncm et sa conception compacte et légère. Doux, silencieux et polyvalent, le micromoteur Forza ELS offre deux réglages programmables et un afficheur de vitesse numérique facile à lire. Quelle que soit la tâche, depuis la finition des marges jusqu'au découpage de couronnes désuètes, le micromoteur Forza ELS procure aux dentistes d'aujourd'hui la puissance et le contrôle requis.

Forza ELS Micromoteur électrique

No de commande :5021306U0

Le système comprend le moteur, le cordon,
le module de commande et
le bloc d'alimentation AC

Deux (2) réglages de mémoire

Plage de vitesses du moteur : 2 000 - 40 000 tr/min

Les différents attachements procurent : 100 à
200 000 tr/min

Couple de 3.0 Ncm

Poids du moteur : 76 g


Garantie de trois ans



Accessoires FORZA^{MC}

Chefs d'œuvre de conception esthétique et structurale...

Fabriquées en titane, un matériau léger et très résistant, les pièces à main de Brasseler sont de véritables chefs d'œuvre de conception esthétique et structurale. Les pièces à main Forza incorporent un entraînement par engrenages de pointe qui leur assure un fonctionnement plus doux et une durée de vie accrue. Les accessoires Forza de type « E » sont compatibles avec la majorité des moteurs électriques sur le marché; ils sont disponibles dans une vaste gamme de rapports d'engrenage pour vous offrir la solution la plus adaptée aux besoins de votre cabinet dentaire.





Forza F5

No de commande : 5021285U0

Surmultiplication de 1 : 5

Optique

Plage de vitesses : 10 000 à 200 000 tr/min

Pour les fraises à serrage à friction

Pulvérisation à quatre orifices

Garantie de deux ans



Forza F1

No de commande : 5021288U0

Rapport d'engrenage de 1 : 1

Optique

Plage de vitesses : 2 000 à 40 000 tr/min

Pour les fraises à loquet

Pulvérisation à un orifice

Garantie de deux ans



Forza F1S

No de commande : 5021292U0

Rapport d'engrenage de 1 : 1

Non optique

Plage de vitesses : 2 000 à 40 000 tr/min

Pour les fraises de pièces à main droites

Pulvérisation à un orifice


Garantie de deux ans

SÉRIE «LS»

PNEUMATIQUE BASSE VITESSE

La durabilité réinventée...

La série « LS » de Brasseler Canada offre des performances musclées et une fiabilité éprouvée qui conviendront à toutes vos applications cliniques à basse vitesse. Ce moteur léger allie durabilité, robustesse et polyvalence dans tous les aspects de sa conception. La série « LS » comprend une variété de têtes et de contre-angles de démultiplication parfaitement adaptés à vos besoins en matière de traitements à basse vitesse.





Moteur pneumatique LS22K

No de commande : 5021316U0

Plage de vitesses du moteur: 0 à 22 000 tr/min

Raccordement direct aux tuyaux à quatre orifices

Garantie d'un an



Attachement LS1L

No de commande : 5021300U0

Entraînement 1:1 pour fraises à loquet

Garantie d'un an



Attachement LS1F

No de commande : 5021301U0

Entraînement 1:1 pour fraises à serrage à friction

Garantie d'un an



Attachement droit LS1S

No de commande : 5021294U0

Entraînement 1:1 pour fraises de pièce à main droites et contre-angles prophylactiques jetables

Garantie d'un an



Tête LSL

No de commande : 5021302U0

Pour fraises à loquet

Tête à bouton-poussoir

Garantie d'un an



Tête LSF

No de commande : 5021305U0

Pour fraises à serrage à friction

Tête à bouton-poussoir

Garantie d'un an



Gaine LS1

No de commande : 5021296U0

Entraînement 1:1

Garantie d'un an



Gaine LS4

No de commande : 5021298U0

Entraînement 4:1

Garantie d'un an

ENDOSYNC^{MC}

Ingéniosité. Sécurité. Simplicité.



Afficheur ACL facile à lire avec
six réglages programmables

Interrupteur de marche-arrêt

Tête à
bouton-
poussoir

Électrode intégrée pour
fonction de repérage apical

La conception dynamique de la pièce à main EndoSync sans fil offre une combinaison inégalée de sécurité et de performance. Cette pièce à main endodontique à haute performance constitue l'instrument sans fil le plus léger de sa catégorie. Il comporte de nombreux dispositifs de sécurité, y compris la technologie d'inversion optimisée du couple OTR, le contrôle de couple avec ralentissement et la capacité de se connecter au localisateur apical EndoSync A.I. La pièce à main EndoSync vous procure la sécurité à laquelle vous avez droit et l'efficacité dont vous avez besoin.



No de commande : 5025411U0

L'ensemble comprend le moteur, la tête et le socle de rechargement

Poids : 100 g

Six (6) réglages de mémoire

Plage de vitesses : 50 à 1 000 tr/min

Batteries rechargeables au lithium ion

Garantie d'un an

ENDOSYNC^{MC} A.I.

No de commande : 5025412U0


Poids : 110 grams

Dimension (mm): 60 (l) × 103 (p) × 57 (h)

Batterie : 1,5 V AAA (d.c)

Trois (3) réglages de mémoire

Garantie d'un an



SERIE ENDODONTIQUE

Une nouvelle ère technologique pour l'endodontie...

Les pièces à main et les petits appareils endodontiques de Brasseler Canada inaugurent une nouvelle génération de technologies conçues pour assurer la réussite des traitements radiculaires. De la puissante source de chaleur évoluée EndoPro 270 jusqu'à la flexibilité de l'appareil sans fil EndoSequence 2, Brasseler Canada vous procure tous les atouts dont vous avez besoin dans votre cabinet dentaire.



ENDOSEQUENCE® 2

No de commande : 5021327U0

L'ensemble comprend le moteur, la tête 10:1 et
le socle de rechargement
Cinq (5) réglages programmables
Inversion automatique
Commande du couple
Plage de vitesses : 200 à 1 000 tr/min
Batteries rechargeables format « AAA »
Garantie d'un an



ENDOPRO 270^{MC}

No de commande : 5019927U0

L'ensemble comprend la pièce à main, socle de
rechargement et petit (« SML »)
fouloir chauffant
Poids : 63 g
6 réglages de température jusqu'à 270°
Garantie d'un an



ENDODRIVE PLUS^{MC}

No de commande : 5021328U0


L'ensemble comprend la pièce à main, le moteur, la tête
20:1, l'unité de contrôle et l'adaptateur AC
Neuf (9) réglages programmables
Inversion automatique
Commande du couple
Plage de vitesses : 100 à 650 tr/min
Garantie d'un an



FORZA^{MC} V3

Élégante et intuitive...

La pièce à main Forza V3 ne pèse que 33 grammes. Sa conception ergonomique et sa forme mince assurent une excellente accessibilité, tout en réduisant au minimum la fatigue manuelle. Son remarquable système d'éclairage à fibre optique à double DEL assure un maximum de clarté et de visibilité. Mieux encore, le mode de « piézo accélération » vous procure automatiquement un surcroît de puissance aux moments requis. Une interface conviviale complète l'appareil compact et peu encombrant, qui peut être installé facilement dans n'importe quel cabinet dentaire. Grâce à une vaste gamme d'embouts piézo ultrasoniques disponibles, la Forza V3 convient parfaitement à plusieurs procédures cliniques, y compris le détartrage général, la parodontie et l'endodontie.





Ensemble Forza V3 complet à DEL

No de commande : 5023152U0

L'ensemble comprend le module de contrôle, la pièce à main, le support du module de contrôle, l'ensemble de filtres d'eau, le raccord d'alimentation en eau, la pédale de commande, la clé pour embout, l'adaptateur CA et trois embouts de détartrage (G1, G9 et G11)

Fibre optique DEL

Applications générales, parodontie et endodontie

Réglage facile de la puissance et de l'irrigation

Mode piézo accélération

Ensemble Forza V3 complet sans lumière

No de commande : 5023153U0


L'ensemble comprend le module de contrôle, la pièce à main, le support du module de contrôle, l'ensemble de filtres d'eau, le raccord d'alimentation en eau, la pédale de commande, la clé pour embout, l'adaptateur CA et trois embouts de détartrage (G1, G9 et G11)

Non optique

Applications générales, parodontie et endodontie

Réglage facile de la puissance et de l'irrigation


Mode piézo accélération



HYGIENEPRO^{MC}

Rehaussez votre rendement...et le confort de vos patients.

Les pièces à main HygienePro de Brasseler Canada sont des triomphes de conception ergonomique axée sur les besoins des hygiénistes dentaires fort occupés d'aujourd'hui. Du moteur HygienePro pneumatique, compact et léger, jusqu'au modèle HygienePro sans fil à batterie, qui brille par sa polyvalence, Brasseler Canada vous offre toute une gamme de pièces à main adaptées à vos besoins en matière d'hygiène dentaire.



HYGIENEPRO^{MC} PNEUMATIQUE

No de commande : 5021318U0

Vitesse maximale : 2 600 tr/min

Poids: 70 g (2,5 oz)

Longueur : 10 cm (4 po)

Raccordement direct aux tuyaux à quatre orifices

Garantie d'un an



HYGIENEPRO^{MC} SANS FIL

No de commande : 5021324U0

Plage de vitesses : 500 à 2 500 tr/min

Neuf (9) réglages de vitesse

Indicateur d'état de la batterie

Garantie d'un an



BSPMICRO^{MC}

Pièce à main chirurgicale pour petits os

Puissance. Précision. Performance.

Le système pneumatique pour petits os BSPMicro de Brasseler Canada comprend une vaste gamme de perceuses adaptées à diverses procédures de chirurgie buccale. Entièrement compatibles avec le système pneumatique ConMed^{MD} Linvatec^{MD}, et conçus et testés selon les rigoureuses normes de qualité de Brasseler, les instruments BSPMicro seront un excellent ajout à votre cabinet dentaire.



Conçue pour forer, couper et sculpter les petits os et l'émail, l'instrument est idéal pour l'extraction de troisièmes molaires. Utilisée avec des outils à tige de 2,35 mm, la perceuse est compatible avec une vaste gamme de fraises diamantées, au carbure et de forets hélicoïdaux moyens ou longs.



Perceuse à haute vitesse

Perceuse à moyenne vitesse

PM-M09-200 Perceuse à haute vitesse

No de commande : 5010867M1

Plage de vitesses : 0 à 95 000 tr/min

Couple de puissance : 1.75 po-oz (1.24 Ncm)

Pression de service : 90 à 110 lb/po² (6,2 à 7,6 kg/cm²)

Poids : 0.45 lb (0.2 kg)

Comparer avec l'instrument ConMed^{MD} Linvatec^{MD} no. # 5058-001

PM-M10-200 Perceuse à moyenne vitesse

No de commande : 5010868M0

Plage de vitesses : 0 à 25 000 tr/min

Couple de puissance : 6.0 po-oz (4.24 Ncm)

Pression de service : 90 à 110 lb/po² (6.2 - 7.6 kg/cm²)

Poids : 0.40 lb (0.18 kg)

Comparer avec l'instrument ConMed^{MD} Linvatec^{MD} no. # 5053-009



PM-M10-901 Garde de fraise moyenne

No de commande : 5010873M0

Longueur de fraise recommandée : 44,5 à 69mm

Comparer avec l'instrument ConMed^{MD} Linvatec^{MD} no. 1375-012



PM-M10-902 Garde de fraise longue

No de commande : 5010874M0

Longueur de fraise recommandée : 70 à 94mm

Comparer avec l'instrument ConMed^{MD} Linvatec^{MD} no. 1375-011



PM-M12-200 Scie sagittale

No de commande : 5010870M0

Plage de vitesses : 0 à 8 000 cpm

Angle d'oscillation : 4°

Poids : 0.42 lb (0.19 kg)

Comparer avec l'instrument ConMed^{MD}

Linvatec^{MD} no. 5053-011



PM-M13-200 Scie oscillante

No de commande : 5010871M0

Plage de vitesses : 0 à 22 000 cpm

Angle d'oscillation : 7°

Poids : 0.49 lb (0.22 kg)

Comparer avec l'instrument ConMed^{MD}

Linvatec^{MD} no. 5053-012



PM-M14-200 Scie alternative

No de commande : 5010869M0

Plage de vitesses : 0 à 18 000 cpm

Course de la lame : 0,078 po (2,0 mm)

Poids : 0,43 lb (0,2 kg)

Comparer avec l'instrument ConMed^{MD}

Linvatec^{MD} no. 5053-010



PM-M11-200 Passe-broche

No de commande : 5014081M0

Plage de vitesses : 0 à 2 100 tr/min

Couple de puissance : 45 po-oz (31.8 Ncm)

Plage de diamètres de fil/broche : 0,028 à 0,078 po
(0,7 à 2,0 mm)

Poids : 1,43 lb (0,65 kg)

Comparer avec l'instrument ConMed^{MD}

Linvatec^{MD} no. 5053-013

FORZA^{MC} L50K

Puissance sans compromis...

Le micromoteur de laboratoire Forza L50K vous procure la puissance sans compromis grâce à sa conception évoluée. Les technologies de pointe incorporées dans le micromoteur Forza L50K lui permettent de développer un couple imposant de 8.7 Ncm et une plage de vitesses allant de 1 000 à 50 000 tr/min. La légèreté et l'ergonomie de la pièce à main qui ne pèse que 219 g assurent une précision inégalée, tout en réduisant la fatigue de la main.





Micromoteur Forza L50K

No de commande : 5021337U0

Plage de vitesses du moteur : 1 000 à 50 000 tr/min

Couple de puissance : 8.7 Ncm

Sans balais

Poids : 219 grams

Garantie d'un an



Système complet Forza L50K

No de commande : 5021334U0

Le système comprend le moteur, le cordon, le module de commande, la pédale de commande et le bloc d'alimentation AC

Affichage numérique de la vitesse

Panneau d'affichage convivial

Commande par pédale ou commande manuelle

Fonction de régulation automatique de la vitesse


Garantie d'un an



FRAISES DIAMANTÉES



FRAISES AU CARBURE



POLISSOIRS



SYSTÈMES DE PROCÉDURE



BIOCÉRAMIQUES



Depuis 1976, nous nous consacrons exclusivement à la mise au point de produits et à la présentation de services qui soutiennent les procédures fondamentales des cabinets dentaires. Aujourd'hui, Brasseler est le chef de file des instruments dentaires en Amérique du Nord et offre la gamme d'instruments de dentisterie et de chirurgie la plus exhaustive qui soit, vendue sous une seule marque.



PIÈCES À MAIN




MATÉRIEL D'ENDODONTIE



PETITS ÉQUIPEMENTS



INSTRUMENTS D'HYGIÈNE



INSTRUMENTS À MAIN



FOURNITURES CHIRURGICALES



FORNITURES DE LABORATOIRE



Consultez notre site web BrasselerCanada.com

Téléphone : 800.363.3838 · Télécopieur : 866.330.4454

